

1. Paskirtis ir taikymo sritis:

1.1 Procedūra skirta slaugos specialistui, kuris užtikrins kokybišką, saugų ir tinkamą pacientų arterinio kraujo įsotinimą deguonimi neinvaziniu būdu.

2. Sutrumpinimai ir sąvokos:

2.1 SaO₂ – arterinio kraujo įsotinimas deguonimi.

3. Nuorodos:

3.1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012, „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

3.2 Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-13 Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro rankų higienos procedūra.

3.3 R. Balčiūnienė, R. Januškevičiūtė, I. Kuzminskienė, B. Markevičienė, V. Rastenienė, V. Veličkienė. Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros procedūros. Mokomoji knyga. Antras pataisytas leidimas. Kaunas; 2016.

4. Valdymas:

4.1 Šią tvarką valdo bendrosios praktikos slaugytoja.

4.2 Ši tvarka laikoma administracijoje, o kopija kiekvienoje darbo vietoje, kur atliekama procedūra.

4.3 Ši tvarka peržiūrima 1 kartą per penkis metus ir įsigaliojus naujiems reikalavimams, reglamentuojantiems šį procesą. Visi šio dokumento pakeitimai įforminami raštiškai, pakeičiant visus valdomus egzempliorius.

5. Atsakomybė:

5.1 Už tinkamą SaO₂ matavimą atsako bendrosios praktikos slaugytoja.

6. Priemonės:

6.1 Pulsoksimetras.

6.2 Tinkamos priemonės rankų higienai (vanduo, muilas, antiseptikas).

7. Veiksmų aprašymas:

7.1 Slaugytojo pasiruošimas procedūrai:

7.1.1. Nusiplaukite ir dezinfekuokite rankas (žr. rankų higienos procedūra).

7.1.2 Jei darbuotojo rankų oda yra pažeista – užsimaukite vienkartinės pirštines, kitais atvejais pirštines nebūtinai.

7.2 Paciento paruošimas:

- 7.2.1. Pasitikslinkite paciento vardą ir pavardę.
- 7.2.2. Paaiškinkite pacientui apie atliekamą procedūrą.
- 7.2.3. Įvertinate paciento būklę.
- 7.2.4. Pacientas 10 – 15 min., turi būti pailsėjęs.

7.3 Procedūros atlikimas:

7.3.1 Uždėkite sensorinį daviklį ant sauso ir švaraus vidurinio ar bevardžio piršto (galima uždėti ant kojos piršto ar ausies spenelio, jei pacientas neturi rankų pirštų).

- 7.3.2 Įjunkite aparatą.
- 7.3.3. Ekrane užsidegs pulso ir SaO₂ parodymai.

7.4 Procedūros pabaigimas:

7.4.1. Dokumentuokite paciento ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) pulsoksimetro parodymus.

- 7.4.2. Nusiplaukite ir dezinfekuokite rankas (žr. rankų higienos procedūra).
- 7.4.3. Išjunkite aparatą.